

Neu ab:


02.2018

inLab Splint

Softwareversion 18.x

Handbuch für den Anwender

Deutsch



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	5
1.1	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde	5
1.2	Copyright und Warenzeichen.....	5
2	Allgemeine Angaben.....	6
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
2.2	Struktur des Handbuches	7
2.2.1	Kennzeichnung der Gefahrenstufen	7
2.2.2	Verwendete Formatierungen und Zeichen.....	7
2.2.3	Konventionen.....	8
2.2.4	Handbuch-Formate (Hilfe)	8
2.2.5	Dateiformat	8
3	Erste Schritte	9
3.1	Software installieren.....	9
3.2	Software deinstallieren.....	10
3.3	Kopierschutz	10
3.4	Software starten.....	11
4	Die Bedienoberfläche	12
4.1	Phasenleiste	12
4.1.1	VORBEREITUNG	12
4.1.2	DESIGN	13
4.1.3	FINALISIEREN	13
4.2	Objektleiste	13
4.3	Schrittmenü.....	13
4.4	Systemmenü	14
4.4.1	Fall speichern.....	14
4.4.2	Fall unter anderem Namen speichern.....	15
4.4.3	Lizenzmanager	15
4.4.4	Konfiguration.....	15
4.4.5	Fenstermodus	15
4.4.6	Hilfe aufrufen.....	16
4.4.7	Programm beenden	16
5	Konfiguration.....	17
5.1	Einstellungen	17
5.1.1	Warnmeldungen.....	17
5.1.2	Sprache.....	17

6	Aufträge bearbeiten	18
6.1	Werkzeuge und Funktionen der Seitenpalette.....	18
6.1.1	Ansichten	18
6.1.2	Werkzeuge.....	19
6.1.2.1	Formen	19
6.1.2.2	Option Gegenkiefer berücksichtigen	20
6.1.2.3	Werkzeug „Neu belegen“.....	20
6.1.2.4	Linien editieren	21
6.1.2.5	Aktiven Kiefer auswählen	21
6.1.2.6	Freiraum für Hinterschnitt.....	21
6.1.2.7	Schiene oder Löffel vorschlagen	21
6.1.2.8	Linie zeichnen.....	22
6.1.2.9	Ebene setzen.....	22
6.1.2.10	Kiefer öffnen	22
6.1.2.11	Eckzahnführung.....	22
6.1.2.12	Artikulation.....	23
6.1.2.13	Beschriftung hinzufügen	23
6.1.2.14	Objekte anzeigen.....	24
7	Konstruktion von Abformlöffeln und Schienen.....	25
7.1	Kiefer in der Software inLab CAD SW scannen.....	25
7.2	inLab Splint starten	25
7.3	Phase Vorbereiten	25
7.3.1	Schritt Konstruktionsverfahren wählen	25
7.3.2	Schritt Modellachse festlegen	26
7.3.3	Schritt Modell bearbeiten	26
7.3.4	Schritt Einschubachse definieren.....	26
7.3.5	Schritt Ausblockung überprüfen.....	27
8	Phase Konstruktion.....	28
8.1	Abformlöffel konstruieren	28
8.1.1	Ebene setzen	28
8.1.2	Linie zeichnen	28
8.1.3	Vorschlag bearbeiten.....	29
8.1.4	Griff hinzufügen.....	30
8.1.5	Abformstopp.....	31
8.1.6	Kamine für Implantat-Abformpfosten	32
8.2	Schiene konstruieren	33
8.2.1	Biss sperren	33
8.2.2	Nach Ebene erstellen.....	33

8.2.3	Nach Linie erstellen	33
8.2.4	Vorschlag bearbeiten	34
9	Phase Finalisieren	35
9.1	Abformlöffel	35
9.1.1	Oberfläche bearbeiten	35
9.1.2	Löcherstanz-Werkzeug	35
9.1.3	Einzellochstanz-Werkzeug	35
9.1.4	Beschriftung hinzufügen	36
9.2	Schiene	37
9.2.1	Impression Gegenkiefer	37
9.2.1.1	Form Werkzeug	37
9.2.1.2	Artikulation	37
9.2.2	Fall exportieren	37
10	Tipps und Tricks	38
10.1	Tastenkürzel	38
	Stichwortverzeichnis	40

1 Einführung

1.1 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir bedanken uns für den Kauf Ihrer Software inLab Splint aus dem Hause Sirona.

Diese Software ermöglicht Ihnen in Verbindung mit dem Scanner inEos X5 Modelle aufzunehmen und Schienen und individuelle Abformlöffel zu konstruieren.

Unsachgemäßer Umgang und nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch können Gefahren und Schäden hervorrufen. Deshalb bitten wir Sie, dieses Handbuch durchzulesen und genau zu befolgen. Bewahren Sie es immer griffbereit auf.

Trainieren Sie anhand von Übungsmodellen, um die Software sicher zu beherrschen.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachten Sie dabei auch die Sicherheitshinweise.

Ihr
inLab – Team

1.2 Copyright und Warenzeichen

Copyright

© Sirona Dental Systems GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne besondere Ankündigungen geändert werden.

Die Software, einschließlich der zugehörigen Dokumentation, ist urheberrechtlich geschützt. Sie ist daher von Ihnen wie jedes andere geschützte Material zu behandeln.

Wer diese Software außer zum Zweck des eigenen Gebrauchs auf jegliches Medium ohne die schriftliche Genehmigung der Sirona Dental Systems GmbH überträgt, macht sich strafbar.

Hinweise auf 3rd Party Code Bibliotheken sind im license.pdf im Installationsverzeichnis abgelegt.

2 Allgemeine Angaben

Lesen Sie dieses Dokument vollständig durch und befolgen Sie es genau. Bewahren Sie es immer griffbereit auf.

Ursprungssprache dieses Dokuments: Deutsch

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Nur Originalsoftware verwenden

Verwenden Sie ausschließlich Originalsoftware oder von Sirona freigegebene Software. Zur Herstellung von Restaurationen und Apparaturen dürfen keine manipulierten oder nicht freigegebenen Softwarekomponenten verwendet werden.

Es dürfen keine Software und Softwarekomponenten unter Verwendung falscher Angaben installiert werden.

Prüfen Sie, ob für jede installierte Komponente die Zulassung für ihr Land besteht. Fragen Sie dazu Ihren Händler.

Restauration durch geschultes Personal überprüfen

Jede mit der vorliegenden Software erstellte Restauration muss von einer geschulten Person (z.B. Zahntechniker oder Zahnarzt) auf Eignung überprüft werden.

Modelle durch geschultes Personal überprüfen

Jedes mit der vorliegenden Software erstellte Modell muss von einer geschulten Person (z.B. Zahntechniker oder Zahnarzt) auf Eignung überprüft werden.

Angaben der Materialhersteller beachten

Beachten Sie die Verarbeitungshinweise und Kombinationsmöglichkeiten der Material-/Implantat-Hersteller, die in Ihrem Land gelten.

2.2 Struktur des Handbuches

2.2.1 Kennzeichnung der Gefahrenstufen

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden beachten Sie die in diesem Dokument aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise. Diese sind besonders gekennzeichnet:

GEFAHR

Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

WARNUNG

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

VORSICHT

Möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.

ACHTUNG

Möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

WICHTIG

Anwendungshinweise und andere wichtige Informationen.

Tipp: Informationen zur Arbeitserleichterung.

2.2.2 Verwendete Formatierungen und Zeichen

Die in diesem Dokument verwendeten Formatierungen und Zeichen haben folgende Bedeutung:

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Voraussetzung 1. Erster Handlungsschritt 2. Zweiter Handlungsschritt oder ➤ Alternative Handlung ↔ Ergebnis ➤ Einzelner Handlungsschritt 	Fordert Sie auf, eine Tätigkeit auszuführen.
siehe „Verwendete Formatierungen und Zeichen [-> 7]“	Kennzeichnet einen Bezug zu einer anderen Textstelle und gibt deren Seitenzahl an.
• Aufzählung	Kennzeichnet eine Aufzählung.
„Befehl / Menüpunkt“	Kennzeichnet Befehle / Menüpunkte oder ein Zitat.

2.2.3 Konventionen

Beispiel	Bedeutung
Klicken	Einmaliges Drücken und wieder Loslassen der linken Maustaste.
Doppelklicken	Zweifaches, schnell aufeinanderfolgendes Drücken und Loslassen der linken Maustaste.
Maus in eine Richtung bewegen	Maus in die beschriebene Richtung bewegen.
Punkt anfassen	Linke Maustaste drücken und gedrückt halten.
"Strg+N"	Auf der Tastatur: Tasten Strg und N gleichzeitig drücken.
Drag & Drop	Ziehen und Fallenlassen. Ein Element (z. B. Piktogramm) klicken, halten und über einem möglichen Ziel loslassen/fallenlassen.

2.2.4 Handbuch-Formate (Hilfe)

Sie können das Handbuch über die Hilfe-Schaltfläche oder die Taste „F1“ aufrufen.

Das Handbuch für den Anwender im pdf-Format finden Sie auch im Internet (<http://www.sirona.com/manuals>).

Dieses Format ist seitenorientiert und eignet sich gut zum Ausdrucken von gewünschten Seiten.

2.2.5 Dateiformat

Je nach Bearbeitungszustand besteht ein Auftrag aus berechneten virtuellen Modellen und aus einer Schiene oder individuellem Löffel.

Beim Exportieren eines Auftrags verwendet die Software ein eigenes Dateiformat (*.sp). Dieses Format enthält alle Daten des Auftrags. SP-Dateien können mit anderen Softwareversionen der inLab Splint 18 oder höher geöffnet werden. Unter Umständen können ältere Software-Versionen Datenexporte aus einer aktuelleren Version nicht öffnen.

3 Erste Schritte

3.1 Software installieren

Die Software benötigt mindestens die Firmware 2.00 des USB-Lizenzsticks. Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware-Version. Weitere Informationen finden Sie dazu im Abschnitt „Lizenzmanager [→ 15]“.

Für die Software wird mindestens ein inLab 4-PC V 3.0.1 benötigt. Empfohlen wird ein inLab 4-PC V 4.0.2.

Verwenden Sie die mit dieser Version ausgelieferte Version des Lizenzmanagers, um Lizenzen vom beigefügten Lizenzgutschein aufzuspielen.

ACHTUNG

Für die Installation des Moduls inLab Splint ist eine inLab SW 16.0 oder höher erforderlich.

- ✓ Die Firmware des Lizenzsticks ist in der Version 2.00 vorhanden.
 - ✓ Der PC ist hochgefahren und alle Programme sind geschlossen.
 - ✓ Die Installationsdatei des inLab Splint ist heruntergeladen und auf der Festplatte oder einem Wechseldatenträger gespeichert.
1. Wechseln Sie in das Verzeichnis und starten Sie die Datei *"Setup.exe"*.
 2. Klicken Sie im nächsten Dialog auf die Schaltfläche *"Weiter"*.
 - ↳ Der Lizenzvertrag erscheint.
 3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
 4. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen, dann markieren Sie das Optionsfeld *"Ich stimme den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu"* und klicken Sie dann auf die Schaltfläche *"Weiter"*.
 5. Klicken Sie im nächsten Dialog auf die Schaltfläche *"Weiter"*.
 6. Wählen Sie aus mit welcher Softwareversion von inLab sich inLab Splint verbinden soll.
 7. Klicken Sie im nächsten Dialog auf die Schaltfläche *"Installieren"*.
 - ↳ Das Programm fährt mit der Installation fort. Dies kann einige Minuten dauern.
 8. Klicken Sie nach erfolgreicher Installation auf die Schaltfläche *"Fertigstellen"*.
 - ↳ Die Software ist installiert.

3.2 Software deinstallieren

- ✓ Das Programm ist geschlossen.
- 1. Klicken Sie auf „Start / Alle Programme / Sirona Dental Systems / inLab Splint / Tools / Deinstallation“, um die Software zu deinstallieren.
 - ↳ Während der Deinstallation werden Sie gefragt, ob Sie die Patientendaten oder die Einträge in der Registrierdatenbank (u.a. die Kalibrierdaten) löschen möchten.
- 2. Je nachdem wie Sie sich entschieden haben, klicken Sie auf die Schaltfläche *„Ja“* oder *„Nein“*.
 - ↳ Die Software wird deinstalliert.

3.3 Kopierschutz

Die Software kann nur gestartet werden, wenn der USB-Lizenz-Stick eingesteckt ist. Der USB-Lizenz-Stick ist im Lieferumfang der Aufnahmeeinheit enthalten. Wenn Sie zusätzliche Lizenzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Bewahren Sie den USB-Lizenz-Stick an der Aufnahmeeinheit / dem PC auf.

Alle Berechtigungen (Schnittstellen-, Software-Lizenzen) lassen sich als elektronische Lizenzen auf dem USB-Lizenz-Stick installieren. Dazu müssen Sie den 25-stelligen Lizenzschlüssel eingeben.

Den Lizenzstick erhalten Sie mit beim Kauf eines inEos X5 Scanners oder inLab MC X5 oder inLab MC XL. Alternativ können Sie den Lizenzstick auch separat über Ihren Fachhändler bestellen.

3.4 Software starten


- ✓ Die Software inLab Splint ist installiert. Auf dem Desktop befindet sich das Startsymbol.
 - ✓ Der USB-Lizenz-Stick mit einer gültigen, aktuellen Lizenz ist eingesteckt.
 - ✓ Sie befinden sich in der Phase MODELL in der Software inLab Splint und es ist ein 3D-Modell bereits berechnet.
1. Öffnen Sie die Software inLab Splint.
 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Applikation ausführen..."* im Systemmenü der *"inLab Splint"*
 3. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche inLab Splint.
 - ↳ Die Software wird gestartet.



Alternative Start-Möglichkeiten

- ✓ Die Software inLab Splint ist installiert. Auf dem Desktop befindet sich das Startsymbol der Software inLab Splint.
1. Doppelklicken Sie auf das Startsymbol der Software inLab Splint.
- oder
- > Wählen Sie im Windows-Startmenü *"Start" / "Alle Programme" / "inLab Splint" / "inLab Splint"*.

4 Die Bedienoberfläche



Übersicht über die Bedienoberfläche

A	Phasenleiste	D	Schrittmnü
B	Systemmenü	E	Objektleiste
C	Seitenpalette	F	Hauptfenster

4.1 Phasenleiste

Der Arbeitsablauf ist in der Software durch 3 Phasen abgebildet.



Phasenleiste

- VORBEREITUNG
- DESIGN
- FINALISIEREN

4.1.1 VORBEREITUNG

In dieser Phase können Sie Folgendes tun:

- Modell beurteilen,
- Modell ausrichten,
- Einschubrichtung definieren,
- Ausblockwachs bearbeiten.

4.1.2 DESIGN

In dieser Phase können Sie Folgendes ausführen:

- Kontur der Schiene oder des Löffels eingeben.
- Elemente bei Schienen und Löffeln positionieren.

4.1.3 FINALISIEREN

In dieser Phase können Sie Folgendes ausführen:

- Elemente werden verschmolzen bei Löffeln,
- Schienen und Löffel formen,
- Gegenkiefer berücksichtigen bei Schienen,
- mittelwertige Artikulation durchführen.

4.2 Objektleiste

In der Objektleiste befindet sich die Schaltfläche für den Kiefer.

4.3 Schrittmnü

Jede Phase ist in Schritte unterteilt. Diese werden im Schrittmnü am unteren Bildschirmrand abgebildet. Das Schrittmnü ändert sich abhängig davon, in welcher Phase sich die aktuelle Restauration gerade befindet.

Das Menü hilft Ihnen Schritt für Schritt durch den Prozess. Alle Schritte einer Phase werden mit der Restauration oder den Restaurationen durchlaufen. Änderungen in den einzelnen Schritten werden beim Klicken auf den nächsten Schritt übernommen.

Mit den Doppelpfeil-Tasten können Sie zwischen den Phasen wechseln.



4.4 Systemmenü



Im Systemmenü können Sie Folgendes ausführen:

- Fall öffnen,
- Fall speichern,
- Fall unter anderem Namen speichern,
- Lizenzmanager öffnen
- Software konfigurieren
- Fenstermodus ändern
- Informationen zur Software abrufen
- Software schließen



Systemmenü öffnen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Schaltfläche Systemmenü.
oder
> Klicken sie auf die Schaltfläche Systemmenü.
↳ Das Systemmenü wird eingeblendet.



Systemmenü schließen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Systemmenü.
oder
> Klicken Sie mit der linken Maustaste in das Hauptfenster .
↳ Das Systemmenü wird geschlossen.

4.4.1 Fall speichern

In diesem Dialog können Sie den aktuellen Fall abspeichern.

- > Wählen Sie im Systemmenü "*Fall speichern*".
↳ Der aktuelle Bearbeitungszustand des Falls wird gespeichert.



4.4.2 Fall unter anderem Namen speichern



In diesem Dialog können Sie den aktuellen Fall unter einem neuen Namen abspeichern oder einem anderen Patienten zuordnen.

1. Wählen Sie im Systemmenü *"Fall speichern unter..."*.
2. Wählen Sie den gewünschten Speicherort aus und geben Sie einen Dateinamen ein.

4.4.3 Lizenzmanager



Der Lizenzmanager wird zum Aufspielen neuer Software-Lizenzen auf dem USB-Lizenz-Stick genutzt. Zum Aufspielen starten Sie den Lizenzmanager über das Systemmenü und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Halten Sie Ihren Lizenzgutschein mit dem 25-stelligen Code bereit, den Sie entweder mit dem Gerät erhalten haben oder über Ihren Fachhändler separat bestellt haben.

Tipp: Sie können den Lizenzmanager auch über „Start / Alle Programme / Sirona Dental Systems / inLab Splint / Tools / Lizenz-Manager“ starten.

Zum Aktivieren der Lizenz muss eine Internetverbindung bestehen und der USB-Lizenz-Stick muss aufgesteckt sein.

Firmware-Update

Sie können die Firmware des Lizenzsticks manuell aktualisieren.

1. Wechseln Sie in den Schritt *"Status"*.
2. Wählen Sie in der Auswahlliste den Lizenzstick.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Firmware-Aktualisierung"*.
↳ Der ausgewählte Lizenzstick wird aktualisiert.

Wenn Sie mehrere Lizenzsticks haben, müssen Sie den Schritt für jeden Lizenzstick wiederholen.

Lizenzen und Code-Bibliotheken

Weitere Informationen zu Lizenzen und Code-Bibliotheken von anderen Anbietern finden Sie im licenses.pdf. Die Datei finden Sie im Installationsverzeichnis unter "C:/Programme/Sirona Dental Systems/CADCAM".

4.4.4 Konfiguration



Die Konfiguration ist im Kapitel „Konfiguration“ beschrieben.

4.4.5 Fenstermodus



Über die Funktion *"Fenstermodus"* können Sie den Vollbild-Modus verlassen oder wieder ausführen. Sie können den Fenstermodus auch über **F11** aktivieren bzw. deaktivieren.

4.4.6 Hilfe aufrufen

Sie können das Handbuch über die Hilfe-Schaltfläche oder die Taste „F1“ aufrufen.

4.4.7 Programm beenden

Über die Funktion *"Beenden"* können Sie die Software schließen.



5 Konfiguration

5.1 Einstellungen

5.1.1 Warnmeldungen



Hier können alle Warnhinweise wieder eingeblendet werden.

Bei der Nutzung der Software können Warnhinweise in Pop-Up-Fenstern erscheinen. Viele dieser Meldungen können deaktiviert werden durch Anklicken des Kontrollkästchens *"Diese Meldung nicht mehr anzeigen"*. Wenn dieses Kontrollkästchen bereits angewählt ist oder wenn ein neuer Nutzer die Software verwendet, können hier alle Warnhinweise zurückgesetzt werden. Durch Klicken auf die Schaltfläche *"Zurücksetzen"* werden alle Warnhinweise wieder angezeigt.

Einstellung	Beschreibung
JA	Blendet alle ausgeschalteten Warnhinweise im Workflow wieder ein.
NEIN	Warnhinweise die ausgeblendet wurden, bleiben ausgeblendet.

5.1.2 Sprache

Hier können Sie die Sprache der Software einstellen.

6 Aufträge bearbeiten

Das Kapitel „Tastenkürzel [→ 38]“ beschreibt, wie die nachfolgenden Werkzeuge und Optionen über Tastenkürzel aufgerufen werden können. Einige Werkzeuge stehen nicht in allen Phasen zur Verfügung.

6.1 Werkzeuge und Funktionen der Seitenpalette

In der Seitenpalette werden Ihnen verschiedene Funktionen angeboten, abhängig vom aktuellen Schritt.

6.1.1 Ansichten

"Ansichtsoptionen"

Über die Schaltfläche *"Ansichtsoptionen"* können Sie sich 6 vorgegebene Ansichten einblenden.

- *"Oben"*
- *"Unten"*
- *"Rechts"*
- *"Links"*
- *"Vorne"*
- *"Hinten"*

Ansicht wechseln

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Ansichtsoptionen"*.
2. Klicken Sie auf eine der angebotenen Ansichten.
 - ↳ Das virtuelle Modell dreht sich in die entsprechende Ansicht.

3D-Vorschau vergrößern oder verkleinern

Mit dem Schieber können Sie die 3D-Vorschau vergrößern oder verkleinern.

Im Textfeld darüber wird der aktuelle Vergrößerungsgrad in Prozent angezeigt. Hier können Sie auch manuell einen Wert von 0 bis 100 Prozent eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen.

Tipp: Befindet sich der Mauszeiger innerhalb der 3D-Vorschau, so können Sie die Ansicht auch mit der gedrückten mittleren Maustaste und einer gleichzeitigen Auf- oder Abwärtsbewegung der Maus ändern.

Auch die Anpassung vom Zoom über das Scrollrad der Maus wird unterstützt.

6.1.2 Werkzeuge

Die Werkzeuge zum konstruieren werden in der Phase DESIGN und FINALISIEREN in der Seitenpalette angeboten.

"Rückgängig" und "Zurücksetzen"

Mit der Schaltfläche *"Rückgängig"* in den Werkzeugen können Sie alle Änderungen seit dem Starten des Werkzeugs auf den selektierten Restaurationen zurücknehmen.

Mit der Schaltfläche *"Zurücksetzen"* in den Werkzeugen können Sie alle Änderungen seit dem Starten des Werkzeugs auf allen Restaurationen zurücknehmen.

6.1.2.1 Formen

Mit dem Werkzeug *"Formen"* können Sie in der Phase *"VORBEREITUNG"* das Ausblockwachs bearbeiten und in der Phase *"FINALISIEREN"* den Modellguss bearbeiten.

Mit der Funktion *"Formen"* können Sie Material

- auftragen
- abtragen
- glätten

Die Eigenschaften *"Größe"* und *"Stärke"* können Sie mit einem Schieber oder numerisch im Voraus eingeben (siehe „Eigenschaften“).



Material auftragen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Formen"*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Auftragen"*.
3. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, die Sie verformen möchten.
4. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und tragen Sie Material auf die lokale Oberfläche auf, indem Sie die Maus bewegen.



Material abtragen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Formen"*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Abtragen"*.
3. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und tragen Sie Material von der lokalen Oberfläche ab, indem Sie die Maus bewegen.



Glätten

Beim Glätten können Sie die Oberfläche lokal glätten.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Formen"*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Glätten"*.
3. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf die Stelle, die Sie glätten möchten.
4. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und glätten Sie die lokale Oberfläche, indem Sie die Maus bewegen.



6.1.2.1.1 Eigenschaften

Größe verändern




Sie können mit dem Schieber *"Größe"* die Größe des Einwirkungsbereichs verändern. Der Einwirkungsbereich wird als orangefarbene Fläche auf der aktuellen Restauration in der 3D-Vorschau dargestellt.

Die Größe des Einwirkungsbereichs lässt sich für jedes Formwerkzeug verändern.

1. Klicken Sie auf den Schieber *"Größe"* und halten Sie die Maustaste gedrückt.
2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links um den Einwirkungsbereich zu vergrößern oder zu verkleinern.
 - ↳ Die orangefarbene Fläche (Einwirkungsbereich) wird in der 3D-Vorschau vergrößert bzw. verkleinert.

Tipp: Sie können auch die Größe des Einwirkungsbereiches verändern, indem Sie auf der Restauration mit der gedrückten rechten Maustaste die Maus nach oben oder unten bewegen.

Stärke verändern



Sie können mit dem Schieber *"Stärke"* die Intensität des Einwirkungsbereichs verändern. Die Stärke des Einwirkungsbereichs lässt sich für jedes Formwerkzeug verändern.

1. Klicken Sie auf den Schieber *"Stärke"* und halten Sie die Maustaste gedrückt.
2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern.

6.1.2.2 Option Gegenkiefer berücksichtigen

Über diese Option können Sie die Impressionen des Gegenkiefers in die Schiene konstruieren. Beim Auftragen, Abtragen und Glätten werden die Impressionen des Gegenkiefers nicht verändert, wenn die Option aktiv ist.

6.1.2.3 Werkzeug „Neu belegen“

Mit dem Werkzeug *"Neu belegen"* können Sie über das Zeichnen einer Linie Wachs in einer definierten Stärke flächenförmig aufbringen.

1. Stellen Sie mit dem Parameter *"Dicke"* die Dicke des Wachsaufrags ein.
2. Bestimmen Sie über den Parameter *"Glätten"*, ob die Kanten des Wachsaufrags scharf oder verrundet sein sollen.
3. Zeichnen Sie anschließend eine geschlossene Linie.

6.1.2.4 Linien editieren

Linie ziehen

Sie können die Linien der Elemente mit *"Linie ziehen"* verändern.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Linien bearbeiten"*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Linie ziehen"*.
3. Wählen durch Halten der rechten Maustaste und Ziehen der Maus nach oben und unten den aktiven Bereich (gelb) der Linie.
4. Ziehen Sie die Linie, indem Sie die Maus bewegen, an die gewünschte Stelle.



Linie bearbeiten

Sie können die Linien eines Verbinders mit *"Linie bearbeiten"* umzeichnen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Linien bearbeiten"*.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche *"Linie bearbeiten"*.
3. Zeichnen Sie die Linie an den benötigten Stellen um, indem Sie mit einem Doppelklick starten, mit Linksklick Punkte setzen und mit Doppelklick die Linie abschließen.



6.1.2.5 Aktiven Kiefer auswählen


Über dieses Werkzeug können Sie für die Konstruktion von Schienen oder Abformlöffel den Kiefer auswählen auf dem die Konstruktion erfolgen soll. Als Standardeinstellung ist immer Unterkiefer der aktive Kiefer.



Kiefer wechseln

1. Klicken Sie *"Aktiven Kiefer auswählen"*.
2. Wählen Sie *"Oberkiefer"* aus, wenn der Oberkiefer der aktive Kiefer sein soll
oder
Wählen Sie *"Unterkiefer"* aus, wenn der Unterkiefer der aktive Kiefer sein soll.

6.1.2.6 Freiraum für Hinterschnitt



Mit diesem Werkzeug bestimmen Sie wie tief der Rand der Schiene in den Hinterschnitt gelegt werden soll. Ziehen Sie hierzu den Schieberegler mit der linken Maustaste auf den gewünschten Wert. Alternativ können Sie den Wert auch über die Tastatur in das Zahlenfeld eingeben.

6.1.2.7 Schiene oder Löffel vorschlagen


Die Software bietet zwei Möglichkeiten über die Sie sich den Abformlöffel oder die Schiene vorschlagen lassen können.

6.1.2.8 Linie zeichnen



Sie können die Form des Löffels oder der Schiene durch zeichnen der Basislinie eingeben.

1. Klicken Sie auf *"Nach Linie erstellen"*.
2. Starten sie hierzu mit einem Doppelklick an einer beliebigen Startposition.
3. Sie können die Linie während der Eingabe mit einfachen Klicks festheften.
4. Schließen Sie die Linie im Startpunkt mit einem Doppelklick.



6.1.2.9 Ebene setzen

Sie können den Vorschlag einer Linie auch durch das Setzen einer Ebene erzeugen.

1. Klicken Sie auf *"Nach Ebene erstellen"*.
2. Passen Sie die Höhe der Ebene über den Pfeil an. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Pfeil und bewegen sie die Maus auf und ab.
3. Passen sie die Neigung der Ebene über den kleinen Teller an. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Teller und bewegen Sie die Maus in die gewünschte Richtung.
4. Klicken Sie auf *"Anwenden"* um die Linie vorschlagen zu lassen.



6.1.2.10 Kiefer öffnen


Über das Werkzeug *"Kiefer öffnen"* können Sie virtuell den Biss sperren. Mit dem Schieberegler können Sie die gewünschte Öffnung einstellen. Alternativ können Sie den Wert auch in das Nummernfeld über die Tastatur eingeben.




6.1.2.11 Eckzahnführung

Mit diesem Werkzeug können Sie auf der Schiene eine Eckzahnführung aufbauen. Wenn das Werkzeug angeschaltet ist, wird automatisch der Gegenkiefer eingeblendet und die Kontur der Schiene angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über den Gegenkiefer fahren, wird das Element eingeblendet und Sie können es an der gewünschten Stelle mit einem Doppelklick platzieren.

Die Elemente können Sie mit einem einfachen Klick wieder aktivieren, um sie umzupositionieren.



6.1.2.12 Artikulation



Mit dem Werkzeug "Artikulation" kann eine mittelwertige Artikulation für die Schiene durchgeführt werden.

Sie können mit der Maus auf der Schiene Bereiche auswählen, in denen nicht eingeschliffen werden soll. Automatisch ausgewählt werden die Elemente der Eckzahnführung. Die Bereiche können Sie über das Plus- oder das Minuszeichen hinzufügen oder entfernen.

6.1.2.13 Beschriftung hinzufügen



Über das Werkzeug können Sie Text auf den Löffel oder die Schiene aufbringen.

1. Klicken Sie "Beschriftung hinzufügen" an.



2. Es erscheint ein Standardtext "<Enter Text>" an der Cursorposition.
3. Geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Wählen Sie die gewünschte Position aus und doppelklicken Sie, um den Text an der gewünschten Stelle anzubringen.

6.1.2.14 Objekte anzeigen

Mit diesen Funktionen können Sie Bereiche des Modells und der Restaurationen ein- und ausblenden.

Ansichtsoptionen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "*Ansichtsoptionen*".
2. Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche.
3. Der betreffende Bereich wird ein- bzw. ausgeblendet.

Transparenz

Sie können die Transparenz der Elemente stufenlos einstellen.

1. Klicken Sie auf den Schieber vom Ober -oder Unterkiefer und halten Sie die Maustaste gedrückt.
2. Ziehen Sie den Schieber jetzt nach rechts oder links um die Transparenz zu erhöhen oder zu verringern.

Ein- und ausblenden

Mit der Schaltfläche "*Oberkiefer*" können Sie den Oberkiefer ein- und ausblenden.



Mit der Schaltfläche "*Unterkiefer*" können Sie den Unterkiefer ein- und ausblenden.



Mit der Schaltfläche "*Bisschiene*" können Sie den Oberkiefer ein- und ausblenden.

Mit der Schaltfläche "*Löffel*" können Sie den Oberkiefer ein- und ausblenden.

Mit der Schaltfläche "*Kontakte*" können Sie das farbliche Kontaktpunktschema auf der Oberfläche der Schiene ein- und ausblenden.

Durchdringung/Druck:	■ > 100 µm
	■ 100 - 50 µm
	■ 50 - 0 µm
Distanz:	■ 0 - 50 µm
	■ 50 - 100 µm
	■ > 100 µm

7 Konstruktion von Abformlöffeln und Schienen

7.1 Kiefer in der Software inLab CAD SW scannen

Scannen Sie das Modell mit dem inEos X5 in der Software inLab SW und lassen Sie das Modell berechnen (siehe auch inLab SW, Handbuch für den Anwender).



*.stl-Modelle können auch über die Software inLab SW importiert werden.

7.2 inLab Splint starten

Die Software inLab SW ist installiert. Auf dem Desktop befindet sich das Startsymbol.

- ✓ Der USB-Lizenz-Stick mit einer gültigen, aktuellen Lizenz ist eingesteckt.
 - ✓ Sie befinden sich in der Phase MODELL in der Software inLab SW und es ist ein 3D-Modell bereits berechnet.
1. Öffnen Sie die Software inLab SW.
 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "*Applikation ausführen...*" im Systemmenü der "*inLab SW*".
 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "*inLab Splint*".
- ↳ Die Software wird gestartet.

7.3 Phase Vorbereiten


7.3.1 Schritt Konstruktionsverfahren wählen

Nach dem Import des Kiefers können Sie im ersten Schritt festlegen, ob eine Schiene oder ein individueller Abformlöffel konstruiert werden soll.

Über die Schaltfläche am rechten Rand können Sie die Seitenpalette aufrufen und auswählen, was konstruiert werden soll.



7.3.2 Schritt Modellachse festlegen



Im Schritt "*Modellachse festlegen*" können Sie das Modell auf dem angezeigten Template ausrichten. Dieser Schritt muss nur dann ausgeführt werden, wenn der Kiefer in der Software "*inLab SW*" nicht ausgerichtet wurde. Das Werkzeug lehnt sich an das entsprechende Werkzeug in der Software "*inLab SW*" an, ist aber eine etwas vereinfachtere Form. Da für die Konstruktion einer Schiene oder eines Löffels der Inzisalpunkt nicht relevant ist, muss hier der Kiefer nur grob ausgerichtet werden.

7.3.3 Schritt Modell bearbeiten


Im Schritt "*Modellachse einstellen*" kann über das Form-Werkzeug "*Material*" aufgetragen, abgetragen und geglättet werden.

7.3.4 Schritt Einschubachse definieren


Das Werkzeug "*Einschubachse festlegen*" ermöglicht es, die Achse für das Ausblocken des Kiefers zu setzen. Die Hinterschnitttiefe wird mithilfe eines diskreten Farbverlaufs visualisiert - von hellgrün für eine geringe Tiefe zu dunkelrot für eine hohe Tiefe. Alle 0.1 mm Hinterschnitttiefe wechselt die Farbe. Die "*Einschubachse*" selbst wird mit dem gelben Pfeil über der Kiefermitte dargestellt.

Um die Achse einzustellen, können Sie mit der linken Maustaste den Pfeil bewegen oder über die Scheibe und den orangefarbenen Ball.

Bei der Konstruktion von Schienen bestimmen Sie über den Parameter "*Freiraum für Hinterschnitt*" wie tief der Rand der Schiene im "*Hinterschnitt*" liegen soll.



7.3.5 Schritt Ausblockung überprüfen



Im letzten Schritt kann die Ausblockung überprüft werden. Diese wurde anhand der Einstellung in der Einschubachse vorgenommen.

Für eine Schiene werden die Zahnzwischenräume bis zu etwa 2 mm ebenfalls ausgeblockt.

Über das Formwerkzeug kann das Wachs bearbeitet werden. Sie können Wachs auftragen, abtragen oder glätten. Über den Parameter "*Max. Abstand verwenden*" können Sie einstellen, wieviel Wachs Sie auftragen möchten.

8 Phase Konstruktion


8.1 Abformlöffel konstruieren

Um die Kontur des Abformlöffels zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- *"Nach Ebene erstellen"*
- *"Nach Linie erstellen"*

8.1.1 Ebene setzen

Wenn Sie auf die Schaltfläche *"Nach Ebene erstellen"* klicken, können Sie die Kontur des Löffels durch Setzen einer Ebene erstellen.



Über dem Modell wird dann eine Ebene eingeblendet. Diese kann über den Pfeil nach oben / unten verschoben werden und über den abgebildeten Teller gekippt werden.

Wenn Sie auf *"Anwenden"* in der Seitenpalette klicken, wird die Kontur des Löffels erstellt.




8.1.2 Linie zeichnen

Wenn Sie auf die Schaltfläche *"Nach Linie erstellen"* klicken, können Sie den Löffel über das Einzeichnen der Linie erstellen.

Sie können mit einem Doppelklick mit der Linie starten, durch einfache Klicks die Linie festheften und mit Doppelklick im Startpunkt das Einzeichnen beenden.



8.1.3 Vorschlag bearbeiten



Es wird zunächst nur die Kontur des Löffels über die Linie dargestellt. Diese können Sie mit Doppelklick aktivieren und die Linie umzeichnen.

Durch Umschalten mit der Leertaste können Sie das Werkzeug *"Linie ziehen"* aktivieren. Es ist noch nicht über die Benutzeroberfläche anwählbar.






Über den Parameter *"Dicke"* können Sie die Stärke des Abformlöffels bestimmen und über den Parameter *"Abheben"* den Abstand zwischen Kiefer und Löffelinnenseite.




Änderungen können Sie durch Klicken auf *"Anwenden"* übernehmen. Über *"Löschen"* können Sie den Vorschlag verwerfen.

8.1.4 Griff hinzufügen

Über die Schaltfläche "*Griff hinzufügen*" können Sie zwei verschiedene Arten von Griffen erstellen: einen Frontalgriff und einen Seitengriff. Für den entsprechenden Griff wählen Sie die Schaltfläche an. Es können beliebig viele Griffe konstruiert werden.



Wenn Sie den Cursor in die Nähe des Modells bringen, wird der Griff dargestellt. Durch Doppelklicken wird der Griff an der angezeigten Stelle platziert.





Durch erneutes Klicken wird er wieder aktiviert und kann in seiner Position und Neigung verändert werden.

Über die folgenden Parameter kann der Griff weiter angepasst werden. Die Einstellwerte werden gespeichert und für den nächsten Griff übernommen.


Über "*Breite*" können Sie die Weite des Griffs einstellen.

Über "*Länge*" können Sie die Länge des Arms einstellen.

Über "*Dicke*" können Sie die Dicke des Griffs einstellen.


Über "*L Form-Versatz*" können Sie bestimmen, wie die Form des Griffs sein soll.

8.1.5 Abformstopp




Sie können über die Schaltfläche "*Abformung*" eine Abstützung in den Löffel konstruieren. Um eine Abstützung zu konstruieren, zeichnen Sie eine geschlossene Linie. Die Abstützung wird dann zwischen Kiefer und Innenseite des Löffels erstellt.


8.1.6 Kamine für Implantat-Abformpfosten



Für Implantatabformungen können Sie über das Werkzeug *"Implantat-Kamine hinzufügen"* entsprechende Kanäle in den Löffel konstruieren. Wenn Sie den Cursor in die Nähe des Modells bringen, wird ein Kanal angezeigt und er kann durch Doppelklick platziert werden. Dieses können Sie für alle Implantatpositionen durchführen. Klicken Sie auf *"Anwenden"* um die Kanäle in den Löffel rechnen zu lassen. Bei aktiven Werkzeug, kann durch Rechtsklick der jeweils zuletzt gesetzte Kanal gelöscht werden.



Nach der Berechnung können Sie die Kanäle durch Klicken wieder aktivieren und ihre Position und Neigung über die Pfeile verändern.




Den Durchmesser und die Höhe des Kanals können Sie vorab über die Parameter in der Seitenpalette bestimmen.

Über die Option *"Geschlossener Kamin"* können sie auch einen Löffel für eine geschlossene Implantatabformung konstruieren.

8.2 Schiene konstruieren

Um eine Schiene zu konstruieren, wählen Sie im Schritt *"Designtyp wählen"* die Michigan-Schiene aus.

8.2.1 Biss sperren



Bevor Sie die Schiene konstruieren, können Sie über *"Kiefer öffnen"* den Biss sperren. Der Schieberegler repräsentiert dabei den Inzisalstift des Artikulators. Wenn in der Software inLab CAD SW über den virtuellen Artikulator Einstellungen vorgenommen wurden, werden diese beim Import der Modelle übernommen. Sie können auch bereits in Ihrem Artikulator die Bissperrung einstellen und die Situation mit den inEos X5 einscannen.

8.2.2 Nach Ebene erstellen



Wenn Sie auf die Schaltfläche *"Nach Ebene erstellen"* klicken, können Sie die Kontur der Schiene durch Setzen einer Ebene erstellen.

Über dem Modell wird dann eine Ebene eingeblendet. Diese kann über den Pfeil nach oben / unten verschoben werden und über den Teller gekippt werden.

8.2.3 Nach Linie erstellen




Wenn Sie auf die Schaltfläche *"Nach Linie erstellen"* klicken, können Sie die Schiene über das Einzeichnen der Linie erstellen.


Sie können mit einem Doppelklick mit der Linie starten, durch einfache Klicks die Linie festheften und mit Doppelklick im Startpunkt das Einzeichnen beenden.

8.2.4 Vorschlag bearbeiten

Es wird zunächst nur die Linie dargestellt. Diese können Sie mit Doppelklick aktivieren und umzeichnen.



Durch Umschalten mit der Leertaste können Sie das Werkzeug *"Linie ziehen"* aktivieren. Es ist noch nicht über die Benutzeroberfläche anwählbar.



Über den Parameter *"Radiale Dicke"* kann die Materialstärke der Schiene umlaufend bestimmt werden.

Die okklusale Höhe der Schiene richtet sich automatisch nach der eingestellten Kieferöffnung (siehe „Biss sperren [→ 33]“).



Wenn Sie auf *"Anwenden"* klicken, wird die Schiene berechnet. Über *"Löschen"* können Sie den Vorschlag verwerfen.

Nachdem Sie die Schiene berechnet haben, können Sie die Eckzahnführung hinzufügen (siehe „Eckzahnführung [→ 22]“).

9 Phase Finalisieren


9.1 Abformlöffel

9.1.1 Oberfläche bearbeiten

Über das Form-Werkzeug können Sie die Oberfläche bearbeiten. Sie können Material auftragen, abtragen und die Oberfläche glätten.

9.1.2 Löcherstanz-Werkzeug

Mit dem "Löcher stanzen" Werkzeug können Sie Flächen bestimmen, in die Löcher eingebracht werden sollen.



Dazu müssen Sie den Bereich markieren. Dieser wird orangefarben dargestellt.

Wenn Sie auf "Anwenden" klicken, werden die Löcher dann erzeugt.




9.1.3 Einzellochstanz-Werkzeug

Über dieses Werkzeug können Sie gezielt einzelne Löcher in die Oberfläche einbringen. Wenn Sie den Cursor in die Nähe des Löffels bringen wird das Loch angezeigt. Durch Doppelklicken können Sie es setzen.




9.1.4 Beschriftung hinzufügen

Mit diesem Werkzeug können Sie einen Text auf den Löffel aufbringen.



Wenn das Werkzeug aktiviert ist, bringen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle und tippen den gewünschten Text ein.




Wenn Sie nach der Texteingabe doppelklicken, wird der geschriebene Text erhaben auf der Oberfläche angebracht. Bei aktivem Werkzeug kann durch Rechtsklick der zuletzt eingegebene Text gelöscht werden.

9.2 Schiene


9.2.1 Impression Gegenkiefer

9.2.1.1 Form Werkzeug



Über die Option *"Gegenüberliegenden Kiefer berücksichtigen"* im Form Werkzeug können Sie die Impressionen des Gegenkiefers in die Schiene konstruieren. Beim *"Auftragen"*, *"Abtragen"* und *"Glätten"* bleiben die Impressionen des Gegenkiefers nicht berücksichtigt. Die Größe des Werkzeugs können Sie über die rechte Maustaste einstellen.

9.2.1.2 Artikulation



Mit dem Werkzeug *"Artikulation"* kann eine mittelwertige Artikulation für die Schiene durchgeführt werden.

Sie können mit der Maus auf der Schiene Bereiche auswählen, in denen nicht eingeschliffen werden soll. Automatisch ausgewählt werden die Elemente der Eckzahnführung. Die Bereiche können Sie über das Plus- oder das Minuszeichen hinzufügen oder entfernen.

9.2.2 Fall exportieren



Über die Schaltfläche *"Export"* im Schrittmenü können Sie den Fall als *.stl-Datei speichern.

10 Tipps und Tricks

10.1 Tastenkürzel

Tastenkürzel	Gültigkeit	Bedeutung
Strg + O	In jeder Phase	Öffnen
Strg + S	Fall geladen	Speichern
Strg + Shift + S	Fall geladen	Speichern unter ...
Strg + X,Z	Fall geladen	Undo
Strg + Y	Fall geladen	Redo
E	Fall geladen	Zeigt das Kontextmenu an
Del	Element selektiert	Löscht das Element
Enter	Element selektiert	Berechnet das Element
1	In der Phase VORBEREITUNG, im Schritt Designtyp wählen	Startet/Beendet das "Aktiven Kiefer auswählen" Werkzeug
1	In der Phase VORBEREITUNG, Prepare Jaw Step	Startet/Beendet das "Formen" Werkzeug
1	In der Phase VORBEREITUNG, im Schritt ausgeblocktes Modell	Startet/Beendet das "Formen" Werkzeug
1	In der Phase DESIGN, im Schritt Designtyp wählen	Startet/Beendet das "Designtyp wählen" Werkzeug
2	In der Phase DESIGN, im Schritt Designtyp wählen	Startet/Beendet das "Kiefer öffnen" Werkzeug
1	In der Phase DESIGN, Konstruktion Löffel	Startet/Beendet das "Abdrucklöffelschale erstellen" Werkzeug
2	In der Phase DESIGN, Konstruktion Löffel	Startet/Beendet das "Griff hinzufügen" Werkzeug
3	In der Phase DESIGN, Konstruktion Löffel	Startet/Beendet das "Abformung" Werkzeug
4	In der Phase DESIGN, Konstruktion Löffel	Startet/Beendet das "Implantat-Kamine hinzufügen" Werkzeug
Enter	Im Schritt Implantat-Kamine hinzufügen	Berechnet das Tray Element neu

Tastenkürzel	Gültigkeit	Bedeutung
1	In der Phase FINALISIEREN, Konstruktion Löffel	Startet/Beendet das <i>"Formen"</i> Werkzeug
2	In der Phase FINALISIEREN, Konstruktion Löffel	Startet/Beendet das <i>"Löcher stanzen"</i> Werkzeug
3	In der Phase FINALISIEREN, Konstruktion Löffel	Startet/Beendet das <i>"Einzelnes Loch stanzen"</i> Werkzeug
4	In der Phase FINALISIEREN, Konstruktion Löffel	Startet das <i>"Beschriftung hinzufügen"</i> Werkzeug
1	In der Phase FINALISIEREN, im Schritt Designtyp wählen	Startet/Beendet das <i>"Formen"</i> Werkzeug
2	In der Phase FINALISIEREN, im Schritt Designtyp wählen	Startet/Beendet das <i>"Kiefer öffnen"</i> Werkzeug
3	In der Phase FINALISIEREN, im Schritt Designtyp wählen	Startet/Beendet das <i>"Frontzähne eindrücken"</i> Werkzeug
4	In der Phase FINALISIEREN, im Schritt Designtyp wählen	Startet das <i>"Beschriftung hinzufügen"</i> Werkzeug
Strg + E	FINALISIEREN	Exportiert zu STL

Stichwortverzeichnis

A

- Ansichten
 - Ansichtsoptionen, 18
 - Wechseln, 18
- Ausblockwachs, 12

C

- Code-Bibliothek, 15

D

- Dateiformat
 - Ältere Formate, 8
 - SP, 8
- Doppelpfeil-Tasten, 13

E

- Einschubrichtung, 12
- Elemente
 - verschmelzen, 13

F

- Fall
 - speichern, 14
 - speichern unter, 15
- Formen
 - Glätten, 19
 - Größe verändern, 20
 - Material abtragen, 19
 - Material auftragen, 19

H

- Handbuch
 - html-Format, 8, 16
 - pdf-Format, 8

L

- Lizenzen, 15

M

- Modell
 - ausrichten, 12
 - beurteilen, 12

O

- Objektleiste, 13

P

- Phasenleiste, 12
 - ABSCHLUSS, 13
 - DESIGN, 12, 13
 - FINALISIEREN, 12
 - VORBEREITUNG, 12
- Prothese
 - bearbeiten, 13
 - formen, 13

S

- Schrittmenü, 13
- Sicherheitshinweise, 7
- Software
 - Deinstallation, 10

W

- Werkzeug
 - Formen, 19

Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

© Sirona Dental Systems GmbH
D3703.208.14.02.01 02.2018

Sprache: deutsch
Ä.-Nr.: 124 884

Printed in Germany
Imprimé en Allemagne

Sirona Dental Systems GmbH



Fabrikstr. 31
64625 Bensheim
Germany
www.sirona.com

Bestell-Nr. **66 03 927 D3703**