

| Shortcut            | Befehl  | Schritt  |        |           |               |        |                 |
|---------------------|---|----------|--------|-----------|---------------|--------|-----------------|
|                     |   | Aufnahme | Modell | Präpgrnze | Einschubachse | Design | Schleifvorschau |
| <Return>            | Next  | X        | X      | X         | X             | X      |                 |
| <Ctrl> + O          | Restauration laden  | X        | X      | X         | X             | X      | X               |
| <Ctrl> + B          | Öffnet/schließt den Boden des Modells   |          | X      | X         | X             | X      |                 |
| <Ctrl> + S          | Speichern   | X        | X      | X         | X             | X      | X               |
| <Ctrl> + Z          | Rückgängig  |          | X      | X         | X             | X      | X               |
| <Ctrl> + N          | Neue Restauration   | X        | X      | X         | X             | X      | X               |
| <Ctrl> + H          | Hohe/geringe Auflösung des Modells  |          | X      | X         | X             | X      |                 |
| <Ctrl> + R          | Fenster zurücksetzen  | X        | X      | X         | X             | X      | X               |
| <Ctrl> + C          | Cut Tool  |          |        |           |               | X      | X               |
| <Ctrl> + M          | Schleifen   |          |        |           |               | X      | X               |
| <Ctrl> + F          | Schnell schleifen   |          |        |           |               |        | X               |
| <Ctrl> + <Alt> + F8 | Fügt 2 blau Stufen zur Distanzanzeige hinzu                                   |          |        |           |               | X      | X               |
| <Ctrl> + <Alt> + F9 | Restaurations Morphologie: Biogeneric Details                                 |          | X      | X         |               | X      |                 |
| <F1>                | Hilfe   | X        | X      | X         | X             | X      | X               |
| <F5>                | Automatisches Modell drehen (Demo) ("Turnfly") an/aus                         |          | X      | X         | X             | X      | X               |
| <F7>                | (wenn Scale aktiv) ganze Restauration auswählen                               |          |        |           |               | X      |                 |
| <F10>               | aktiviert <Alt> shortcuts (unterstrichene Buchstaben im Menü)                 | X        | X      | X         | X             | X      | X               |
| <Shift> + P         | Öffnet Parameterdialog  | X        | X      | X         | X             | X      | X               |
| <Space>             | (wenn Scale aktiv) ganze Restauration auswählen                               |          |        |           |               | X      |                 |
| <Space>             | Umschalten des Präpgrnzen Eingabemodus: Auto, manuell , manuell mit höhenbild |          |        | X         |               |        |                 |